The OrthoLab

Made in the Swiss Watch Valley



Qui sommes nous

Basé à La Chaux-de-Fonds, au cœur de la Swiss Watch Valley, The OrthoLab est un laboratoire orthodontique spécialisé dans la fabrication d'appareils orthodontiques sur ancrage squelettique (TADs).

A partir de scans STL avec ou sans fusion d'images DICOM nous assurons une fabrication en avance, afin de pouvoir poser de manière guidée les TAD dans la même séance que l'appareil orthodontique.

Nous travaillons bien sûr avec tous les systèmes d'ancrage squelettique - votre choix clinique sera le nôtre.

Chaque pièce conçue et produite dans notre laboratoire reflète notre engagement envers l'excellence, la fiabilité et la satisfaction de nos partenaires spécialistes en orthodontie et de leurs patients.

Notre équipe composée de techniciens passionnés, met un point d'honneur à offrir des dispositifs soignés de haute qualité, adaptés aux besoins spécifiques de la situation clinique en alliant précision technique, matériaux de premier choix et savoir-faire.

À taille humaine, notre structure nous permet de garantir un service réactif, personnalisé et à l'écoute de nos partenaires spécialistes en orthodontie. RPE sur TADs avec distalisation et bras de Delaire




RPE sur TADs avec distalisation



RPE sur 4 TADs





Appareil de distalisation sur TADs avec bagues coulées




Appareil de distalisation et mesialisation sur TADs



Guide chirurgical imprimé






Appareil de distalisation sur TADs avec pads



Herbst avec RPE sur TADs avec mésialisation 36/46 (agénésies 35/45)







RPE sur TADs avec bandeau palatin



TPA d'intrusion sur TADs




TPA sur TADs (exemple)















Exemples cliniques sans (page de gauche) et avec (page de droite) fusion de CBCT (Dr P.Pazera/Université de Berne)






Activateur/Monobloc clipé







Plaque collée

Hawley retainer





Fränkel II/III



Protège-dents



Gouttières actives ou de contention





Rue du Grenier 27 / 2300 La Chaux-de-Fonds Tél: +41 32 913 06 06 / +41 79 658 06 06 Mail: tech@theortholab.ch www.theortholab.ch



